

FICHE PRODUIT



Flacon PYCNOMETRE 1 L en verre (1000 ml)

Référence : SOC-LPYC-1L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Pycnomètre 1000 ml.

- Norme EN 1097-6.
- Permet de mesurer la masse volumique des agrégats.
- Bouchon avec trait de repère.
- Capacité : 1000 ml.
- Dimensions : diamètre 150 x 270 mm.
- Poids : environ 1 kg.
- Verre renforcé (pyrex).
- Col d'ouverture: de $\varnothing$ 40-45 mm.
-

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10397-pycnometre-1000-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com