

FICHE PRODUIT



Réceptient de masse volumique, 3 litres.

Référence : SOC-RMV3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du réceptient de masse volumique :

- Normes: EN 12350-6
- En acier peint.
- Acier anti-corrosion.
- Capacité 3 litres.
- Equipé de 2 poignées.
- Dimensions : 150x200x200 mm.
- Poids: 4.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10398-recipient-de-masse-volumique-3-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com