

FICHE PRODUIT

Tamiseuse

Référence : SOC-F09M1375000-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la tamiseuse.

- Norme EN 932-5.
- Conçue pour tamis diamètre 200-250-315 mm.
- Mouvement alternatif sinusoïdal avec arrêt programmé (simulation de chocs) et inversion du sens de rotation.
- Temporisation programmable permettant d'assurer une reproductibilité des cycles de tamisage.
- Temporisation via variateur permettant un réglage du cycle total de tamisage (de 0 à 30 Min), du temps d'arrêt et de la période de vibration.
- Coffret électrique déporté pour fixation murale possible.
- Système de fixation des tamis par un couvercle qui se fixe sur les tiges par 2 boutons étoile et se verrouille par le serrage de 2 poignées (double système de fixation).
- Convient pour tamisage par voie sèche ou humide.
- Longueur des tiges : 1200 mm.
- Alimentation électrique : 220 V monophasé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions : 403 x 1167 x 480 mm.
- Poids : 40 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10401-tamiseuse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com