

FICHE PRODUIT



Pénétromètre semi-automatique

Référence : SOC-PSA16

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Pénétromètre semi-automatique

Norme : NF P94-052-1, CEN ISO/TS 17892, 17892-1206

- Base en fonte.
- Reglage vertical du micromètre.
- Affichage numérique de la pénétration.
- Livré complet avec une aiguille de pénétration digitale de précision 0,01 mm et une coupelle pour échantillon.
- Fourni avec un cône de pénétration de 30°.
- 3 récipients en aluminium Ø 55 mm x 35 mm de haut.
- Alimentation : 220/240 V - 50/60 Hz.
- 1 Ph.
- Dimensions : 220 x 400 x 550 mm.
- Poids : environ 16 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10404-penetrometre-semi-automatique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com