


FICHE PRODUIT

Lampe d'opération LED 2 coupoles, suspension plafonnière

Référence : SOC-CSL32001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe d'opération LED 2 coupoles, suspension plafonnière

Description :

Poignée stérilisable de haute qualité, Avec verre de sécurité ESG résistant au feu pour une protection contre les rayures, un processus de désinfection rapide, protège les rayons UV et IR et améliore la pénétration de la lumière. Avec un design européen spécial pour la ventilation de la chaleur. Le corps est fait de polymère ignifuge de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Intensité lumineuse : 150000 + 150000 Lux $\pm$ 10%
- Température de couleur : 4500 K (fixe)
- Nombres d'ampoules LED : 60 + 60
- Dimension du champ lumineux : 12 – 30 cm
- Indice de réduction de couleur : 93 RA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Durée de vie de LED : >50000 heures
- Diamètre lumineux : 500 mm x 2
- Contrôle de luminosité : Numérique
- Alimentation électrique : 220V / 50Hz CA
- Focalisation : Réglable
- Batterie de secours : En option

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/scialytique-plafonnier-led2coupole/10407-lampe-d-operation-led-2-coupoles-suspension-plafonniere.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com