


FICHE PRODUIT



Tympanomètre MT10 Interacoustics

Référence : SOC-90957NTE

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du Tympanomètre MT10 Interacoustics

- De -400 à +200 daPa.
- Mémoire pour 30 dossiers.
- Tests rapides et fiables.
- Menu simple et structuré.
- Réflexe stapédien (en option).
- Tympanométrie automatique.
- Plage d'élasticité : 0.2 à 0.5 mL.
- Embout de sonde amovible.
- Séquence de test déterminé par l'utilisateur.
- Signal de sonde : 226 Hz.
- Alimentation par piles.
- Dimensions : 19 x 8 x 4 cm.
- Poids : 0.385 Kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-ori-medical/10415-tympandrometre-mt10-interacoustics.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com