

FICHE PRODUIT

Boule d'entrainement **THERABAND SOFT WEIGHTS (Poids léger), Rouge 1,5 kg**

Référence : SOC-502113

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boule d'entrainement THERABAND SOFT WEIGHTS (Poids léger), Rouge 1,5 kg

Les balles au poids léger de TheraBand sont une excellente alternative aux haltères traditionnels ou à d'autres boules d'entraînement pondérées.

Ces balles varient en poids tout en conservant le même diamètre de 4,5 "pour assurer que l'adhérence ne soit pas inhibée pendant la progression.

La coque souple et facile à saisir rend les exercices isométriques et autres exercices physiques simples et amusants.

Ce système de poids allant de 1,1 à 6,6 Kg peut être utilisé pour améliorer la dextérité articulaire, l'amplitude des mouvements, la flexibilité et la force du cœur.

L'originalité de ces poids c'est la souplesse et le diamètre (11 cm).

Ceci donne une grande facilité de prise en main.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesitherapie/10416-boule-d-entrainement-theraband-soft-weights-poids-leger-rouge-1-5-kg.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com