

FICHE PRODUIT

Flexbar Thera-band (Bâton d'entraînement flexible) Bleu - Fort

Référence : SOC-503114

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Flexbar Thera-band (Bâton d'entraînement flexible) Bleu - Fort

Accessoire de rééducation léger et portatif, facile à tenir pour l'entraînement et la réhabilitation des mains, des poignets, des avant-bras et des épaules

Longueur de 30cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesitherapie/10424-flexbar-thera-band-baton-d-entrainement-flexible-bleu-fort.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com