


FICHE PRODUIT

Compresse ColPac bleu 19 x 28 cm

Référence : SOC-GI1506

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Compresse ColPaC® bleu 19 x 28 cm

La compresse Colpac en vinyle bleu taille moyenne assure une cryothérapie efficace, quelque soit la zone ou la forme du corps.

La cryothérapie, lorsqu'elle est appliquée directement sur la zone affectée, est utilisée pour contrôler la douleur associée à une inflammation, un gonflement, une sclérose en plaques, des claquages musculaires, des entorses et des spasmes.

Elle permet :

- Soulagement efficace de la douleur
- Rempli d'un gel de silice non toxique qui reste souple pendant tout le traitement
- Offre jusqu'à 30 minutes de soulagement apaisant de la douleur aiguë, de l'œdème et de la fièvre
- Sans latex.

Caractéristiques techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension : 19 cm x 28 cm
- Couleur : Bleu
- Modèle : demi taille
- Garantie : 1 an

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesithérapie/10428-compresse-colpacr-bleu-19-x-28-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com