

FICHE PRODUIT

Lampe Infrarouge Thermo Quartz à bras coulissant - 400W / interrupteur

Référence : SOC-251100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe Infrarouge Thermo Quartz à bras coulissant - 400W / interrupteur

Les lampes Thermo-Quartz utilisent le principe du rayonnement infrarouge ayant pour action de transmettre la chaleur par rayonnement. Les infrarouges mettent en vibration les atomes du corps humain, provoquant ainsi l'élévation de sa température, stimulant les cellules exposées à la source infrarouge.

La forme circulaire de la lampe (la circline) permet d'avoir une répartition homogène de la chaleur permettant un relâchement musculaire en profondeur.

La lampe infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Que ce soit pour un muscle froissé, des rhumatismes, des douleurs dans les articulations..., la lampe infrarouge utilise tout simplement un principe naturel et efficace pour soulager ces douleurs. La chaleur émise par l'infrarouge est véhiculée par un rayonnement intensif qui se présente sous la forme de lumière. Cette chaleur va stimuler la circulation sanguine.

Type 1 N IR 400 W équipé d'un interrupteur à voyant lumineux .

Équipé d'une grille de protection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

- Poids : 10kg
- Alimentation : Interrupteur simple 220-240V/50-60Hz
- Propriétés : Pied roulant 5 branches
- Dimension : 190 cm

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/therapie-combinee/10429-lampe-infrarouge-thermo-quartz-a-bras-coulissant-400w-interrupteur.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com