

FICHE PRODUIT



Sangle de fixation thorax à boucle

Référence : SOC-S57

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Sangle de fixation thorax à boucle (1 boucle)

Traitement Sanitized : anti-bactérien, anti-fongique et anti-microbien permanent.

Classement au feu M1.

Dimensions :

- Largeur : 13 cm,
- Longueur : 56 cm,
- Longueur totale : 220 cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-de-poulietherapie/10434-sangle-de-fixation-thorax-a-boucle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com