

FICHE PRODUIT



Débitmètre à oxygène à bille FLOVAL

Référence : SOC-321010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Débitmètre à oxygène à bille FLOVAL

Pression du réseau 3.5 bar. Débit maximum 15L/min. Raccord à la prise

Lisibilité.

Double échelle (Uniquement pour FLOVAL O²) pour une utilisation en pédiatrie et en médecine adulte:

- Echelle dilatée: 0-5 L/min.
- Echelle normale: 5-15 L/min

Débit maximal hors échelle: environ 22 L/min.

Valeur du débit réglé visible de loin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Sérigraphie sur les 180°C du tube.

Facilité d'utilisation

- Bouton de réglage du débit très précis.
- Livré systématiquement avec son olive de branchement.

Ergonomie et durabilité

- Ensemble corps et robinet en matériau composite plus léger pour la prise crantée.
- Siège en laiton nickelé et aiguille en laiton abaissant les risques de grippage.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10435-debitmetre-a-oxygene-a-bille-floval.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com