

FICHE PRODUIT



Arthromoteur de Genou K1 Standard

Référence : SOC-8000040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Arthromoteur de Genou K1 Standard se caractérise par la télécommande aisée à comprendre et à utiliser grâce à ses pictogrammes

Attelle de mobilisation de la hanche et du genou.

Utilisée pour la mobilisation post-opératoire continue et passive de l'articulation du genou et de la hanche.

Caractéristiques de l'Arthromoteur de Genou K1 Standard :

- Amplitude du mouvement : Genou -10°/0°/120°; Hanche 0°/7°/15°
- Programmation : manipulation simple grâce aux pictogrammes
- Robustesse : châssis métallique, stabilité maximum
- Taille des patients : 120-200 cm.
- Mouvements physiologiques grâce aux coques suspendues sur des sangles réglables
- Support de jambe et pied : coques souples, confortables et très faciles à désinfecter.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques :

- Poids : 11 kg
- Taille des patients : 120 – 200 cm
- Dimension : 97 x 36 x 23 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/therapie-combinee/10436-arthromot-k1-standard.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com