


FICHE PRODUIT



Lampe mobile pour voie veineuse - Détecteur de veine, pour Adulte et Enfants

Référence : SOC-506260

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Lampe pour voie veineuse / Détecteur de veine, pour Adulte et Enfants

Le détecteur de veine détecte les veines superficielles qui sont difficile à voir et toucher. L'instrument utilise la recherche et le développement indépendant de la technologie d'imagerie infrarouge.

Cet instrument peut détecter les veines sous-cutanée de 10 mm de profondeur, 0,3 mm d'imagerie superficielle de veine angiographique, en utilisant les dernières images de la technologie d'identification pour la santé humaine

Cet appareil d'imagerie veineuse est en conformité avec les principes de forte absorption d'hémoglobine de la lumière infrarouge. Ce produit est destiné à la localisation intraveineuse ou auxiliaire pendant le traitement médical, la formation en soins de santé et l'enseignement de la démonstration. C'est un moyen très efficace pour localiser les vaisseaux sanguins, et peut réduire la douleur des patients à l'endroit mal traité par le point visuel et tactile traditionnel.

Le système est composé de deux parties: un collecteur de veine infrarouge et un système de reconnaissance veineuse.

La caméra centrale est une lentille infrarouge avec une source de lumière LED 12 pouces. La manche est réglable sur 360 angles, avec une hauteur de travail pouvant atteindre 35 cm. Lorsque la lampe est allumée, nous pouvons voir le faible point d'étoile rouge, le bout de l'instrument peut

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

être connecté à un ordinateur via un port USB.

Champs d'application :

- Enfants et adulte ;
- Les patients atteints d'œdème ;
- Les patients obèses ;
- Les patients à la peau foncée ;
- Les patients poilus ;
- Les patients souffrant d'anémie, d'hypertension excessive, de saignement excessif.

Accessoires standard :

- 1 collecteur de veine infrarouge ;
- 1 CD du système de reconnaissance veineuse ;
- 1 mode d'emploi.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/10438-lampe-mobile-pour-voie-veineuse.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com