

FICHE PRODUIT



Lampe médicale de poche - Penlight

Référence : SOC-DESFDR18

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Lampe médicale de poche - Penlight

Caractéristiques de la Lampe médicale de poche - Penlight:

- Alimenté par 2 piles AAA (non incluses).
- Dimension : 13.5cm(L)*1.2cm(Dia) (environ).
- Clip pour la maintenir sur votre uniforme, facile à transporter.
- Heure : 12 h en cours d'exécution.
- Faible consommation d'énergie et de temps utiliser le temps.
- Matériel: alliage aluminium.
- Poids: 18 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/10444-lampe-medicale-de-poche-penlight.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com