


FICHE PRODUIT



Mannequin de secourisme Baby Anne, Nouveau modèle avec sac souple

Référence : SOC-LAE13001050

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Nouveau Baby Anne avec sac souple

Le nouveau Baby Anne est une version améliorée ayant pour but de rendre la gestion des voies aériennes plus conforme à la réalité.

Contrairement à l'ancien modèle, les voies respiratoires intégrées sur le nouveau mannequin ne s'ouvriront désormais qu'en cas de "position neutre" de la tête et se fermeront en cas d'extension ou de flexion du cou.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/10446-mannequin-de-secourisme-nouveau-baby-anne-avec-sac-souple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com