


FICHE PRODUIT



Pistolet de Biopsie PRO-MAG ULTRA

Référence : SOC-PMU10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pistolet de biopsie Pro-Mag Ultra Instrument à Biopsie Automatique

- L'instrument à biopsie automatique Pro-Mag ULTRA est un instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de qualité.
- Il dispose d'une avance par "projection" de 25 mm.
- La gâchette est actionnée aisément de l'avant ou de l'arrière de l'instrument.
- Une sécurité s'active automatiquement lors de l'armement afin d'empêcher tout déclenchement accidentel.
- Récupération aisée de l'échantillon prélevé sans retirer l'aiguille de l'instrument.
- Pistolet stérilisable en autoclave et cycle prion (134°C pendant 18 minutes).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10447-pistolet-de-biopsie-pro-mag-ultra.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com