

FICHE PRODUIT



Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 16cm (boîte de 10)

Référence : SOC-PMUA1616

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aiguille pour pistolet PRO-MAG ULTRA 16G (1,6mm) x 16cm (boîte de 10)

Spécialement conçues pour être utilisées avec l'instrument pour biopsie automatique Pro-Mag™ Ultra, ces aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité donnent des informations histologiques pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

- Une encoche d'échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique.
- Une embase de conception brevetée unique rend obsolètes les "espaceurs" d'aiguille.
- Des marques numérotées tous les centimètres facilitent un positionnement en profondeur précis.
- Chaque aiguille comprend une pointe écho-gène assurant la précision de la mise en place par écho-guidage.
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter la détermination du calibre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10449-aiguille-pour-pistolet-pro-mag-ultra-16g-1-6mm-x-16cm-boite-de-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com