

FICHE PRODUIT



Boîte pour Fistules Vaginales

Référence : SOC-505226

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Boîte pour Fistules Vaginales

- 1 boîte inox 35x15x8 cm.
- 1 valve vaginale de doyen 90 mm.
- 4 pinces à champs de backhaus 12 cm.
- 2 pinces kocher droites a/g 14 cm.
- 2 pinces babcock 16 cm.
- 2 pinces allis 19 cm.
- 1 pince dissection s/g 20 cm.
- 1 pince dissection s/g 25 cm.
- 2 pinces pozzi 24 cm.
- 1 porte-aiguilles mayo-hegar 20 cm.
- 1 ciseaux metzenbaum droit 20 cm.
- 2 ciseaux mayo courbes 25 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 ciseaux mayo droit 18 cm.
- 2 écarteurs farabeuf 15 cm (la paire).
- 2 écarteurs de hartmann double fil.
- 1 manche bistouri n°4.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 jeu de 15 bougies simples de hegar inox n°4 a n°18.
- 1 speculum de colin 25 mm.
- 1 speculum de colin 35 mm.
- Poids: 1 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10451-boite-pour-fistules-vaginales.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com