

FICHE PRODUIT



Prolongateur pour pousse seringue 150 cm lot de 10

Référence : SOC-2000093007847

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Tubulure : Ø interne = 1,5 mm - Ø externe = 3 mm.
- Embouts : 1 embout Luer Lock femelle et 1 embout Luer Lock mâle.
- Longueur tubulure : 150 cm.
- Volume mort : 2.73 ml.
- Résistance à la pression : 4 bar.
- Tubulure en polyéthylène permettant la perfusion de solutions incompatibles avec le PVC.
- Stérile à usage unique.

Mode d'emploi :

- Enlever le protecteur de la partie proximale.
- Connecter et purger la ligne.
- Enlever le protecteur de la partie distale et connecter.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement : lot de 10 prolongateurs.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/10454-prolongateur-pour-pousse-seringue-150-cm-lot-de-10.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com