

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Boîte de Forceps

Référence : SOC-650125

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boîte de Forceps

- Boîte inox, 50 x 20 x 12 cm 1 pièce
- Forceps Simpson, 30 cm 1 pièce
- Forceps Tarnier, avec tracteur 40 cm 1 pièce
- Forceps Luikart, 40 cm 1 pièce
- Forceps Naegele/Pageot, 36 cm 1 pièce

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10458-boite-de-forceps.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com