

FICHE PRODUIT



Fauteuil de prélèvement sanguin, modèle BK-BC100

Référence : SOC-BC100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- **Caractéristiques techniques du fauteuil de prélèvement sanguin BK - BC100**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BK - BC100
Taille de la section siège	1800*580
Hauteur de la section siège	500
Angle de rotation du support	20° ~ 70°
Angle d'inclinaison arrière et avant de la chaise	8° ~ 15°
Angle de rotation plaque jambière	20° ~ 75°
Angle de pivotement de l'accoudoir	0° ~ 30°
Distance de déplacement de l'accoudoir	100 mm
Taille de l'accoudoir	450*160 mm
Mouvement standard	Non
Vitesse de levage	Non
Alimentation	Non
Puissance de la lampe de lecture	Non
Accessoires standards	Commande manuelle, adaptateur de l'accoudoir, support multimédia, petite table.
Accessoires optionnels	Lampe de lecture flexible à LED ; bureau d'assistance mobile, couverture en velours souple.
Capacité de chargement	160Kg
Taille de l'emballage (Largeur*Profondeur*Hauteur)	1300 * 780 * 1250 mm
Poids brut	127 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/10460-chaise-de-prelevement-sanguin-modele-bk-bc100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com