

FICHE PRODUIT



Fauteuil de prélèvement sanguin Modèle BK - BC100A

Référence : SOC-BC100A

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- **Caractéristiques du fauteuil de prélèvement avec lampe de lecture: Modèle BK - BC100A**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BK - BC100A
Taille de la section siège	1800*580
Hauteur de la section siège	500
Angle de rotation du support	20° ~ 70°
Angle d'inclinaison arrière et avant de la chaise	8° ~ 15°
Angle de rotation plaque jambière	20° ~ 75°
Angle de pivotement de l'accoudoir	0° ~ 30°
Distance de déplacement de l'accoudoir	100 mm
Taille de l'accoudoir	450*160 mm
Mouvement standard	150 mm
Vitesse de levage	3 ~ 25 mm/s
Alimentation	AC110/220V± 10%, 50/60Hz
Puissance de la lampe de lecture	60W
Accessoires standards	Commande manuelle, adaptateur de l'accoudoir, support multimédia, petite table.
Accessoires optionnels	Lampe de lecture flexible à LED ; bureau d'assistance mobile, couverture en velours souple.
Capacité de chargement	160Kg
Taille de l'emballage (Largeur*Profondeur*Hauteur)	1300 * 780 * 1250 mm
Poids brut	127 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/10462-chaise-de-prelevement-sanguin-avec-lampe-de-lecture-modele-bk-bc100a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com