

FICHE PRODUIT

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide), 3 Litres en acier

Référence : SOC-Far25762

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bouteille 3 L (dm³) pour l'oxygène médical, livrée vide

Caractéristiques Bouteille d'oxygène 3L

- Diamètre : 115 mm
- Pression de remplissage max. : 200 bar
- Hauteur : ~ 400 mm
- Poids : ~ 3,9 kg ± 5%
- Nature du fond : concave

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/10464-bouteille-d-oxygene-medical-livree-vide-3-litres-en-acier.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com