

FICHE PRODUIT



Cuve Halogéné (vaporisateur) Servoflurane pour appareil d'anesthésie portable

Référence : SOC-SERVO

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Cuve Halogéné (vaporisateur) Servoflurane pour appareil d'anesthésie portable

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10516-cuve-halogene-vaporisateur-servoflurane-pour-appareil-d-anesthesie-portable.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com