

FICHE PRODUIT

Table à manger au lit ou assistant muet F321

Référence : SOC-F321

Points forts

- délais : 48 heures
- Structure de la table : Réglable en hauteur

Description du produit

• DESCRIPTION

Table à manger au lit ou assistant muet F32-1

Caractéristiques :

- * Bureau haute densité, résistant à l'usure et à l'huile;
- * Roulettes mobiles de diamètre 50 mm, flexibles et pratiques ;
- * Système de levage à colonne en alliage d'aluminium. Beau, stable et solide;
- * Taille du bureau : 820 mm × 400 mm ;
- * Charge de travail : 15 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-a-manger-au-lit/10522-table-a-manger-au-lit-ou-assistant-muet-f321.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Structure de la table	Réglable en hauteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com