

FICHE PRODUIT

Tensiomètre Anéroïde Vaquez- Laubry® Nano avec brassard velcro nylon noir Enfant/petit AD (S)

Référence : SOC-512220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Vaquez-Laubry® Nano avec brassard velcro nylon noir Enfant/petit AD (S)

Manobrassard léger et robuste, il répond aux exigences les plus élevées.

Grand cadran en ABS léger et résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1.

Brassard en nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte de cuir.

Poire grand volume.

Livré en trousse nylon.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10527-tensiometre-anoirde-vaquez-laubryr-nano-avec-brassard-velcro-nylon-noir-enfant-petit-ad-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com