

FICHE PRODUIT



Poche à sang quadruple(450ml, 300ml, 300ml, 300ml)

Référence : SOC-PocheDEMO4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Poche à sang quadruple(450ml, 300ml, 300ml, 300ml)

Anticoagulant CPD+SAGM

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10530-poche-a-sang-quadruple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com