

FICHE PRODUIT



Bécher en polypropylène gradué avec bec verseur, 2000 ml.

Référence : SOC-BECP2L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristique du Bécher en polypropylène.

- Matière: polypropylène.
- Classe: B.
- Bec verseur: oui.
- Graduations moulées.
- Autoclavable: oui.
- Qualité alimentaire: oui.
- Capacité: 2000 ml.
- Subdivision: 50 ml.
- Diamètre: 132 mm.
- Hauteur: 183.5 mm.
- Conditionnement de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10534-becher-en-polypropylene-gradue-avec-bec-verseur.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com