

FICHE PRODUIT

Mèche à verrouillage rapide, Diamètre 3.5mm

Référence : SOC-350125

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mèche à verrouillage rapide

Diamètre : 3.5mm

Longueur : 130mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/meches/10542-mèche-perforee-a-verrouillage-rapide-diametre-3-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com