

FICHE PRODUIT



Hémoglobinomètre de Sahli complet en étui

Référence : SOC-402522

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hémoglobinomètre de Sahli complet en étui

Hémoglobinomètre pour dosage de l'hémoglobine d'après la méthode de Sahli est un consommable idéal que SOCIMED puisse vous fournir en raison du rapport qualité/prix exceptionnel

Caractéristiques de l'hémoglobinomètre.

Hémomètre à 2 baguettes colorées pour dosage de l'hémoglobine d'après la méthode acide chlorhydrique-hématine de Sahli - avec mode d'emploi.

Les tubes et pipettes Sahli sont à graduation indélébile recuite au four.

Composé de:

- Tube à dilution.
- Goupillon..
- Support.
- Pipette de Sahli.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Embout avec tuyau.
- Flacon avec capuchon à vis.
- Bâtonnet en verre.
- Pipette.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/10545-hemoglobinometre-de-sahli-complet-en-etui.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com