

FICHE PRODUIT

Broches de Steinman 1 pointe, Longueur 150mm Diam. 3,5mm

Référence : SOC-150350

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Broches de Steinman

1 pointe trocart 1 extrémité arrondie

Diamètre : 3.5 mm

Longueur : 150 mm

Conditionnement minimum de vente : 5

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/10546-broches-de-steinman-1-pointe-longueur-150mm-diam-3-5mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com