

FICHE PRODUIT



Taraud à verrouillage rapide, Diamètre 4,5 mm

Référence : SOC-GPC45

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Taraud à verrouillage rapide

Pour vis corticales ou spongieuses

Diamètre 4,5 mm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/10549-taraud-a-verrouillage-rapide-diametre-4-5-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com