

FICHE PRODUIT

Chariot d'urgences réanimation, Modèle YC20J15

Référence : SOC-TIA-YC20J15

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La structure principale du **Chariot d'urgences réanimation, Modèle YC20J15** se compose de l'aluminium et de l'ABS, léger et facile à déplacer.

Dans sa structure il est composé de tiroirs en plastique standard avec des compartiments, une hauteur de 6" par pièce et un poids de 63 kg . Chaque côté (gauche et droit) possède un tiroir où peuvent être rangés de petits matériels. Toute couleur de la structure principale est au choix.

Matières et Dimensions :

- Structure principale: aluminium et ABS.
- Surface de travail: chemsurf avec 25 mm d'épaisseur.
- 1er Tiroir: tiroir pour médicaments constitué de deux compartiments.
- Dimensions du tiroir: (L) 480 mm x (l) 420 mm x (H) 75 mm.
- Hauteur du 1er tiroir: 3".
- 2ème tiroir: (L) 480 mm x (l) 420 mm x (H) 152 mm.
- Hauteur du 2ème tiroir : 6".
- Battants : (L) 480 mm x (l) 420 mm x (H) 368 mm.
- Poignets : les poignets sont fabriqués en aluminium.
- Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

accessoires : (L) 785 mm x (l) 400 mm x (H) 950 mm.

- Dimensions globales : 650 mm x 510 mm x 900 mm.
- Dimensions d'expédition : 750 mm x 610 mm x 1 070 mm.
- Poids d'expédition : 53.5 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/1056-chariot-d-urgences-reanimation-modele-yc20j15.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com