

FICHE PRODUIT



Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC21J

Référence : SOC-TIA-YC21J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC21J

Description

- * Chaque tiroir peut contenir jusqu'à cinq boîtes de médecine amovibles, de dimensions: 60 mm x 50 mm x 60 mm et sélectionnable.
- * Chaque tiroir peut contenir quatre boîtes de médecine démontables, et de dimensions: 80 mm x 50 mm x 60 mm, sélectionnable.
- * Chaque tiroir peut contenir jusqu'à quatre boîtes de médecine amovibles au choix et de dimensions: 110 mm x 50 mm x 60 mm.
- * Deux rangées de tiroirs avec pour dimensions: 390 mm x 320 mm x 120 mm.
- * Une rangée de tiroir avec pour dimensions: 390 mm x 320 mm x 190 mm.
- * Quatre tiroirs qui peuvent être retournés, avec pour dimensions: 360 mm x 120 mm x 140 mm
- * Deux casiers de dimensions: 360 mm x 120 mm x 60 mm.
- * Une corbeille à ordures de dimensions: 360 mm x 120 mm x 280 mm.
- * Surface de travail: 500 mm x 500 mm.
- * Deux paniers auxiliaires amovibles en forme d'éventail et de dimensions: 400 mm x 400 mm / 2.
- * Trois étagères de dimensions: 380 mm x 90 mm x 180 mm (au choix) à l'arrière de l'appareil.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matières :

- * Structure principale: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 600 mm x (l) 400 mm x (H) 950 mm.
- * Dimensions globales: 830 mm x 582 mm x 1 015 mm.
- * Dimensions d'expédition: 930 mm x 682 mm x 1 185 mm.
- * Poids d'expédition : 85 kg.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/1057-chariot-d-urgences-reanimation-modele-yc21j.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com