

FICHE PRODUIT

Levier à os Lange Hohmann 27 cm - 40 mm x 10 mm

Référence : SOC-274010

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Levier à os Lange Hohmann 27 cm - 40 mm x 10 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10577-levier-a-os-lange-hohmann-27-cm-40-mm-x-10-mm.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com