

**FICHE PRODUIT**



## Levier à os Lange Hohmann 27 cm - 40 mm x 43 mm

Référence : SOC-274043

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

Levier à os Lange Hohmann 27 cm - 40 mm x 43 mm

### Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10579-levier-a-os-lange-hohmann-27-cm-40-mm-x-43-mm.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)