

FICHE PRODUIT



Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC22J

Référence : SOC-TIA-YC22J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot d'urgences reanimation, Modèle YC22J

Structure

- Dix boîtes transparentes dans la partie supérieure du chariot pouvant convenablement conserver les médicaments et les petits appareils médicaux.
- Cinq tiroirs servant à conserver différents types de produits ou autres, ceci en fonction des différents besoins.
- Les boîtes du côté gauche et les tiroirs latéraux de l'appareil augmentent largement l'espace de conservation des produits.
- L'espace compris dans la partie droite de l'appareil peut conserver ***trachea pile and phlegmabsorber*** de différentes tailles.

Matières et Dimensions:

- * Structure principale : acier enduit de plastique roulé à froid.
- * Surface de travail: acier enduit de plastique roulé à froid.
- * 1er tiroir : tiroir pour médicaments muni d'un compartiment et avec pour dimensions: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 74 mm.
- * 2ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 78 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * 3ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 78 mm.
- * 4ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 150 mm.
- * 5ème tiroir: (L) 530 mm x (l) 460 mm x (H) 226 mm.
- * Largeur x profondeur x hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires : (L) 935 mm x (l) 560 mm x (H) 945 mm.
- * Dimensions globales : 1 000 mm x 570 mm x 1 490 mm.
- * Dimensions d'expédition : 1 100 mm x 670 mm x 1 660 mm.
- * Poids à l'expédition : 99 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/1058-chariot-d-urgences-reanimation-modele-yc22j.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com