

FICHE PRODUIT



Boîte AMIU, Modèle Socimed.

Référence : SOC-AMIU18

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte AMIU Socimed.

- Hystéromètre de Sims 33 cm.
- Set de 8 bougies de Hegar.
- Valve doyen 75 x 45 mm.
- Valve doyen 110 x 45 mm.
- Canules 4 mm pour Kit A.M.I.U.
- Canules 12 mm pour Kit A.M.I.U.
- Boîte rectangulaire en inox 180 x 80 x 40 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/10588-boite-amiu-modele-socimed.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com