

FICHE PRODUIT

Coffret Comparateur à disque Chlore (Libre et Total) 0 - 2 mg/l Cl₂

Référence : SOC-147040

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le coffret Comparateur à disque Chlore (Libre et Total) 0 - 2 mg/l Cl₂ mesure par comparaison visuelle sur un disque de couleur que l'on tourne dans le boîtier comparateur permettant une correspondance exacte avec l'eau colorée lors de l'ajout du réactif.

Le Kit est livré complet en mallette avec 30 tests. Simple, pratique et robuste, ce kit permet aux "non chimistes" d'obtenir rapidement et immédiatement des mesures fiables.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/10589-coffret-comparateur-a-disque-chlore-libre-et-total-0-2-mg-l-cl2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com