

FICHE PRODUIT



Chariot de soins, Modèle YC30J

Référence : SOC-TIA-YC30J

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot de soins, Modèle YC30J

Dimensions :

- 762 mm x 470x mm x 911mm.
- 812 mm x 520 mm x 981mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-pour-instruments/1059-chariot-de-soins-modele-yc30j.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com