


FICHE PRODUIT



Bande Shakir pour enfants (Bande MUAC).

Référence : SOC-MUAC01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la bande Shakir

- Fabriqué à partir de PVC de haute qualité qui est pliable.
- Âge 6 mois à 59 mois.
- Convient pour la gamme de mesure jusqu'à 26.5cm.
- Gradué en 1 mm de précision avec une ligne plus épaisse.

Suivant toutes les spécifications de l'OMS code couleur et les gradations.

À 21,0 cm. Rouge - 0 à 11,5 cm Jaune - 11,5 cm à 12,5 cm Vert - à partir de 12,5 cm.

- Conditionnement : Boîte de 100.
- Epaisseur : 0.32 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/10591-bande-shakir-pour-enfants.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com