

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical électrique modèle YX932D

Référence : SOC-YX932D

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aspirateur chirurgical électrique modèle YX932D

L'Aspirateur chirurgical électrique modèle YX932D, prévu pour l'extraction de divers muqueux tels que la purulence, le sang et les mucosités des cavités corporelles ou des plaies dans les hôpitaux ou centre de service médical social.

C'est un aspirateur mobile haut débit, avec une aspiration élevée et un style novateur. Il peut satisfaire plusieurs demandes en salle d'opération.

Caractéristiques de l'Aspirateur chirurgical électrique modèle YX932D :

Dispose d'une pompe d'aspiration sans huile, cylindre à double piston avec un débit élevé, une aspiration élevée, la pompe ne nécessite aucun entretien.

Se déplace en douceur et librement avec une poignée de traction oscillante ; le boîtier d'accessoires qui permet de placer le commutateur à pédale et le fil d'alimentation le rend pratique pour le déplacement ou le stockage.

Bocal large et de grande capacité avec bouchon ayant une bague d'étanchéité, facile à nettoyer et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

à ouvrir ou fermer.

Le dispositif de protection contre les débordements est conçu pour empêcher la formation de particules liquides ou solides dans les tubulures intermédiaires et la pompe.

Les tuyaux transparents en PVC non toxiques et les connexions uniques sont faciles à observer et à relier.

Le niveau de vide requis en clinique peut être contrôlé en ajustant le bouton du régulateur, et une indication synchronisée sur le vacuomètre.

Stabilité et durabilité, faible bruit, fonctionnement sûr et fiable.

Spécifications techniques :

- Vide maximum : $\geq 0.09\text{MPa}$ (680mmHg)
- Plage de vide réglable : $0.02\text{MPa} \sim 0.09\text{MPa}$ (150 ~ 680mmHg)
- Débit : $\geq 32\text{L} / \text{Min}$
- Bruit : $\leq 60\text{dB}$ (A)
- Bouteilles de stockage : 2500mL $\times$ 2 (en verre)
- Alimentation : CA 220V 50Hz
- Entrée : 150VA
- Dimension : 400mm $\times$ 380mm $\times$ 470mm
- Poids brut/net : 14 kg / 12 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-30-lpm/10595-aspirateur-chirurgical-electrique-modele-yx932d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com