

FICHE PRODUIT



Gaine chirurgical d'hystérocopie

Référence : SOC-294255

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gaine chirurgical d'hystérocopie

La gaine chirurgical d'hystérocopie permet à des instruments tels que des ciseaux, des pinces ou des instruments de biopsie utilisés pour corriger une condition, d'être insérés à travers l'hystéroscope.

Caractéristiques de la Gaine chirurgical d'hystérocopie :

- Résistance à la corossion.
- Finition très soignée
- Longue durée de vie
- Facile à utiliser
- Haute performances

Disponible en :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gaine chirurgical d'hystéroscopie avec un canal de travail.
- Gaine chirurgical d'hystéroscopie avec deux canaux de travail.
- Gaine chirurgical d'hystéroscopie pour aspiration et Irrigation en continu.

Compatible avec :

- Hystéroscope de 2,9 et 4 mm
- Compatible avec Karl Storz

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/fibrosopes-divers/10597-gaine-chirurgical-d-hysteroscopie.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com