

FICHE PRODUIT

Défibrillateur externe automatisé Avec connexion USB

Référence : SOC-REANIBEX300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

Technologie bi-phasique

Algorithme universel AED pour patients adultes et pédiatriques

Grand écran couleur de 5.7"

Possibilité de régler l'écran en mode contraste élevé

Dispositif de « pousoir » qui rapporte la qualité de la fréquence et profondeur des compressions thoraciques en temps réel (facultatif).

Mode d'auto-apprentissage (facultatif)

Option « formateur » avec télécommande (facultatif)

Protocole RCP configurable

Configuré selon les directives ERC/AHA 2015.

L'autotest automatique quotidien assure la disponibilité continue de l'appareil

Connexion USB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conception robuste et durable pour tout environnement

Accessoires (en option)

Électrodes jetables adultes (SOC-TKL202A) et pédiatriques (SOC-KSA0501D) pour la défibrillation

Sacoche de transport (SOC-DIX8040A)

Support d'Ambulance (certifié EN 1789 : 2007). (SOC-DIS8100A)

Dispositif "Push Pad" (SOC-PUSH)

Batterie rechargeable (SOC-DIS3000A) et non-rechargeable (SOC-DIS3100A)

Chargeur de la batterie externe (SOC- DIS8050A)

Chargeur de batterie double externe 12V (DC) (SOC-DIB0001) ou 220V (CA) (SOC-DIB0000).

Application logicielle "Gestionnaire de données REANIBEX" pour gérer et organiser toutes les données recueillies. (SOC-DII0020A)

Batterie rechargeable pour les modes autoformation et entraînement (4). (SOC-DIS3200A)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/10598-defibrillateur-externe-automatise-avec-connexion-usb.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com