

FICHE PRODUIT

Pied à perfusion à 4 crochets, tige aluminium

Référence : SOC-GEU-811195

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pied à sérum en aluminium à 4 crochets - Réf. SOC-GEU-8111954

Le **pied à sérum SOC-GEU-811195** est une potence à perfusion robuste et légère, conçue pour le transport et le maintien des solutés, poches de perfusion et flacons en milieu de soin. Fabriquée par TITANOX en **tube d'aluminium anodisé**, elle résiste durablement à la corrosion tout en restant facile à manipuler.

Sa **base plastique à 5 branches équipée de roulettes** garantit une grande stabilité et un déplacement souple et silencieux d'une chambre à l'autre. La **hauteur est réglable de 160 à 220 cm** grâce à une molette de serrage, pour s'adapter à toutes les situations de soin, qu'il s'agisse d'un patient alité ou debout.

Cette version dispose de **4 crochets en plastique**, permettant de suspendre simultanément plusieurs poches ou flacons de perfusion - un atout pour les protocoles nécessitant plusieurs voies.

Caractéristiques techniques

- Référence : M600696/P4
- Matériau : tube en aluminium anodisé
- Base : plastique à 5 branches sur roulettes
- Nombre de crochets : 4 crochets en plastique
- Hauteur réglable : 160 à 220 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Réglage par molette de serrage
- Dispositif marqué CE

Usages

Adapté aux **hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, EHPAD et soins à domicile.**

Conditionnement minimum : 1 pièce.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/10602-pied-a-serum-noir-tige-inox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com