

FICHE PRODUIT

Défibrillateur externe automatisé avec commande manuelle

Référence : SOC-REANIBEX3001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques

Technologie bi-phasique

Algorithme universel AED pour patients adultes et pédiatriques

Grand écran couleur de 5.7"

Possibilité de régler l'écran en mode contraste élevé

Dispositif de « pousoir » qui rapporte la qualité de la fréquence et profondeur des compressions thoraciques en temps réel (facultatif).

Mode d'auto-apprentissage (facultatif)

Protocole RCP configurable

Configuré selon les directives ERC/AHA 2015.

L'autotest automatique quotidien assure la disponibilité continue de l'appareil

Connexion USB

Conception robuste et durable pour tout environnement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Accessoires (en option)

Électrodes jetables adultes (SOC-TKL202A) et pédiatriques (SOC-KSA0501D) pour la défibrillation

Sacoche de transport (SOC-DIX8040A)

Support d'Ambulance (certifié EN 1789 : 2007). (SOC-DIS8100A)

Dispositif "Push Pad" (SOC-PUSH)

Batterie rechargeable (SOC-DIS3000A) et non-rechargeable (SOC-DIS3100A)

Chargeur de la batterie externe (SOC- DIS8050A)

Chargeur de batterie double externe 12V (DC) (SOC-DIB0001) ou 220V (CA) (SOC-DIB0000).

Application logicielle "Gestionnaire de données REANIBEX" pour gérer et organiser toutes les données recueillies. (SOC-DII0020A)

Batterie rechargeable pour les modes autoformation et entraînement (4). (SOC-DIS3200A)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/10611-defibrillateur-externe-automatise-avec-commande-manuelle.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com