

FICHE PRODUIT



Défibrillateur manuel avec Pacemaker non invasif et SpO2

Référence : SOC-REANIBEX500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Reanibex 500

- Algorithme AED universel pour patients adultes et pédiatriques
- Unité légère avec fonctions de surveillance (IEC 60601-2-27).
- Câble patient à 3 fils
- Cardioversion synchronisée.
- Stimulation non invasive (facultatif).
- SpO2 d'oxymétrie de pouls de Masimo SET (facultatif).
- Dispositif "Push Pad", rapporte la qualité de la fréquence et profondeur des compressions thoraciques en temps réel (facultatif).
- Grand écran couleur 5,7 ".
- Possibilité de régler l'écran en mode contraste élevé.
- Configuré selon les directives ERC / AHA 2015.
- L'autotest automatique quotidien assure que l'appareil soit prêt à être utilisé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Connexion USB (2 ports).
- Conception robuste et durable pour tout environnement.
- Convivial et très intuitif durant l'utilisation.

Livré avec:

Moniteur défibrillateur manuel bi-phasique + AED REANIBEX 500 avec écran couleur de 5,7 pouces TFT (inclut des courbes ECG + Sons et 3D icônes et prompts, assistance CPR, mode d'auto-entraînement, Mode Manuel, 1 Câble patient à 3 brins, une batterie non-rechargeable et un chargeur de batterie externe, 1 câble d'électrode jetable pour patient adulte, 1 enregistreur vocal, 2 connexions USB et 1 manuel d'utilisateur.)

Accessoires (en option)

- Electrodes jetables de défibrillation pour patients adultes (SOC-TKL202A) et pédiatriques (SOC-KSA0501D)
- Electrodes ECG pour patients adultes et pédiatriques
- Sacoche de transport (1) (SOC-DIX8040A)
- Support pour ambulance (certifié EN 1789 : 2007) (2) (SOC-DIS8100A)
- Câble patient à 3 brins (SOC-KPA04)
- Dispositif "Push Pad" (SOC-PUSH)
- Transducteur SpO2 Masimo Set
- Batterie chargeable (SOC-DIS3000A) et batterie non-rechargeable (3) (SOC-DIS3100A)
- Chargeur de batterie double externe à 12V (CC) (SOC-DIB0001) ou 220V (CA) (SOC-DIB0000).
- Application logicielle "Gestionnaires des données REANIBEX " pour gérer et organiser toutes les données recueillies. (SOC-DII0020A)
- Batterie rechargeable pour les modes auto-entraînement (4). (SOC-DIS3200A)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/10616-defibrillateur-manuel-avec-pacemaker-non-invasif-et-spo2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com