

FICHE PRODUIT



Tube à hémolyse en verre, 5 ml. 5000 pièces par carton.

Référence : SOC-713630

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques du tube à hémolyse

- Verre ordinaire.
- Capacité : 5 mL.
- Épaisseur : 0.5 mm.
- Diamètre : 12 mm.
- Hauteur : 75 mm.
- Conditionnement: 5000 pièces par carton.
- Dimension de l'emballage: 56 x 42 x 42 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/10617-tube-a-hemolyse-en-verre-5-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com