

FICHE PRODUIT

Appareil d'Anesthésie, Modèle Glory Plus

Référence : SOC-GP86

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications physiques et environnementales :

- Dimensions (L×l×H): 1385×830×630mm
- Poids : 86 kg.
- Température de stockage : -20~+55°C.
- Température de travail : +10~+40°C.
- Humidité de stockage : < 93%.

Spécifications électriques

- Essentiels : 100~240V AC, 50/60Hz.
- Batterie : 24V DC, minimum 120min.

Spécifications pneumatiques

- Approvisionnement en gaz : O₂, N₂O, Air : 0.28~0.6MPa.
- Débitmètre : O₂: 0~1L/min; 1~10L/min.
N₂O: 0~1L/min; 1~12L/min.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Air: 0~1L/min; 1~15L/min.

- Système de gaz : Alarme de panne d'alimentation en oxygène.
Protection contre l'insuffisance d'alimentation en oxygène.
Flux O₂: 25 ~ 75min.
- Mode de fonctionnement : Fermé, Semi-fermé, Semi-ouvert.
- Mode pilote : Piloté pneumatiquement et contrôlé électroniquement.
- Soupape de sécurité : <8kPa.
- Mode de fonctionnement : manuel / ventilation.

Spécifications du ventilateur

- Type de patient : adulte, pédiatrique.
- Mode de ventilation : IPPV, mode de pression, SIPPV, SIMV, manuel et Spont.
- Réglages : Touche tactile et molette de navigation.
- Volume courant : 0-1600ml.
- Fréquence de ventilation : 4~100bpm.
- I : E ratio : 4:1~1:8.
- PEEP : 0~20 cmH₂O (option).
- Aire inspiratoire : de 5%~60%Ti.
- Déclencheur de débit: 2L/min~30L/min.
- Déclencheur de pression: 0~

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/appareil-d-anesthesie/10620-appareil-d-anesthesie-modele-glory-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com